

## شناسایی و تفکیک باکترهای گرم مثبت و منفی با استفاده از طیف سنجی فروشکست القایی لیزری

اکرم شکوری مقدم<sup>۱</sup>، سیده زهرا شورشینی<sup>۱</sup>، حمیدرضا شیروانی مهدوی<sup>۲</sup>، زهرا خدابخشی<sup>۳</sup>

۱-دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا تهران

۲-دانشگاه آزاد واحد مرکز ۳-دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده - باکتری های *Escherichia coli* و *Bacillus subtilis* با استفاده از طیف سنجی فروشکست القایی لیزری (LIBS) آنالیز شدند. طیف حاصل شامل بیست و دو خط طیفی یونی و آتمی بود که اغلب عناصر غیر آلی مانند کلسیم، منیزیم و سدیم در طبقه بندی و شناسایی باکتری های گرم منفی و مثبت مورد استفاده قرار گرفتند. از یکتابع تشخیص برای تفکیک دو باکتری *Bacillus subtilis* و *Escherichia coli* استفاده شد. نتایج بررسی ها بیانگر تفکیک بسیار خوبی بین این دو باکتری بود. به طوری که توانایی *LIBS* را در شناسایی و طبقه بندی باکتری در کاربردهای پزشکی را نشان می دهد.

کلید واژه: تابع تشخیص، شناسایی باکتری، طیف سنجی فروشکست القایی

## Identification and discrimination bacterias of Gram positive and negative using Laser-induced break down spectroscopy (LIBS)

Akram Shakouri moghaddam<sup>1</sup>, seyedeh Zahra Shorsheyni<sup>1</sup>, Hamid Reza Shirvani Mahdavi<sup>2</sup>, Zahra Khodabakhshi<sup>3</sup>

1-College of Physical Chemistry, Alzahra University, Tehran

2- Azad University, Central Unit

3-Shahrood University of Technology

Abstract- *Bacillus subtilis* and *Escherichia coli* bacteria have been analyzed by Laser-induced breakdown spectroscopy. Twenty-two atomic and ionic emission lines in the LIBS spectrum, which was dominated by inorganic elements such as calcium, magnesium and sodium, were used to identify and classify the bacteria of Gram positive and negative. A discriminant function analysis was used to discriminate between *Bacillus subtilis* and *Escherichia coli*. Our results show well discrimination .so, it shows the ability of LIBS in classification of bacteria and its feasibility in medical applications.

Keywords: Discriminant function analysis, Bacteria identification, Laser-induced break down spectroscopy

بالا و به صورت آنی انجام می‌شود. همچنین تجزیه و تحلیل بیناب‌های حاصل از آن به صورت درلحظه امکان پذیر است که خود موجب سرعت عمل بالای LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) می‌شود. در کار حاضر از روش LIBS با کمک تحلیل تابع تشخیصی امکان جداسازی و تشخیص دو نوع باکتری به عنوان نماینده ای از گروه‌های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.


## ۲- مواد و روش

طرح واره ای از چیدمان LIBS در شکل (۱) نشان داده شده است. این چیدمان شامل یک لیزر Q-Switched Nd:YAG است که از طول موج  $1064\text{ nm}$  دیرپایی  $5\text{ ns}$  با نرخ تکرار ۱ هرتز استفاده شده است. انرژی لیزر  $163\text{ mJ/pulse}$  تنظیم شده، برای کانونی سازی نورلیزر ببروی نمونه از یک عدسی همگرا با فاصله کانونی  $20\text{ cm}$  استفاده شده، نمونه‌ها برای سهولت ببروی یک پایه میکرومتری که در سه راستای xyz قابل تنظیم بود قرار گرفت. تابش حاصل از پلاسمای القایی لیزر توسط یک فیبر نوری که در فاصله یک سانتی متری از نمونه قرار دارد و به سر آن یک عدسی متصل است جمع آوری و به بیناب نگار S-150 با قدرت تفکیک  $4.0 \times 10^6\text{ nm}$  در گستره  $200 \times 200\text{ nm}$  تا  $80\text{ nm}$  برای ثبت بیناب منتقل شد.

شکل ۱: چیدمان LIBS

## ۲-۲ نمونه‌ها

ابتدا مقدار سه لیتر از هرکدام از سویه‌های IBRC-



و M10742Bacillus subtilis (گرم مثبت)

IBR-M11100Escherichia coli (گرم منفی) تهیه شده از بانک میکروارگانیسم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران درست شد. سپس محلول حاصل در دستگاه لیوفیلیزاسیون ALPHA2-4 LSC مدل Christ زمان  $20$  ساعت در دمای  $50^\circ\text{C}$ - $50^\circ\text{C}$  لیوفلیز شد. در نهایت پودر لیوفلیز باکتری‌ها با استفاده از دستگاه قرص ساز تبدیل به قرص‌هایی با قطر  $13\text{ mm}$  و ضخامت  $2\text{ mm}$  شدند.

## ۱- مقدمه

باکتری‌ها میکروارگانیسم‌های بسیار کوچکی با ابعاد حدود  $(10^{-6}\text{ m})$  یا کوچکتر با اشکال مختلف می‌باشند<sup>(۱)</sup>. دیواره سلولی باکتری نقش مهمی در شناسایی و تفکیک بین آن‌ها ایفا می‌کند، معمولاً باکتری‌ها براساس دیواره خارجی به دونوع گرم مثبت و گرم منفی طبقه بندی می‌شوند. این طبقه بندی براساس یک نوع رنگ آمیزی گرمی است که در سال ۱۸۸۴ توسط هانس کریستین گرم توسعه داده شد.<sup>(۲)</sup> باکتری‌ها دارای ترکیبات پیچیده مولکولی می‌باشند. در جدول ۱ ترکیبات مولکولی غشای خارجی باکتری‌ها نشان داده شده است.

جدول ۱: اجزا غشا خارجی باکتری‌ها

نام اجزا	ساختار	نوع
peptidoglycan	شامل زنجیرهای glycosaminoglycan	گرم منفی
phospholipids	شامل lipopolysaccharide(LPS)polysaccharide, protein	
peptidoglycan	شامل liopteichoic و teichoic acid	گرم مثبت

وجود عناصر معدنی مانند Na، Ca، P، Mg و در بدن باکتری‌ها و شاید به طور خاص در LPS، برآورد امکان بررسی و شناسایی باکتری‌ها به کمک روش‌های بیناب نگاری را محتمل می‌سازد. همچنین  $\text{Mg}^{2+}$  و  $\text{Ca}^{2+}$  به طور خاص نقش مهمی در تثبیت LPS‌های مجاور دارند<sup>(۳)</sup>.


طبق آمار، به دلیل وجود انواع باکتری‌ها در محیط و مواد غذایی سالانه تعداد زیادی از افراد دچاره بیماری شده و حتی جانشان را از دست می‌دهند. اگر امکان شناسایی سریع و نوع این باکتری‌ها فراهم شود، می‌توان از بسیاری مرگ و میر های ناشی از آن‌ها جلوگیری کرد. روش‌های فعلی شناسایی باکتری‌ها با وجودی که روش‌های دقیقی هستند، در مقایسه با مدت لازم برای درمان آن‌ها بسیار زمان برند، از طرفی با توجه به این که هر آزمون قابلیت شناسایی یک میکروارگانیسم خاص را دارد، عدم امکان شناسایی سریع باعث شیوع بسیاری از بیماری‌ها می‌شود<sup>(۴)</sup>.

بیناب نگاری فروشکست القایی (LIBS) یکی از ابزارهای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل همه عناصر تشکیل دهنده مواد به طور همزمان می‌باشد. در این روش ثبت بیناب با سرعت

نیتروژن، اکسیژن و کربن که در جدول ۲ درج شده، می‌باشند. همانطور که انتظار می‌رود (جدول ۲) ساختار طیفی هر دو نمونه مشابه می‌باشد و تفاوت کیفی، بین بیناب دو باکتری مشاهده نمی‌شود. به منظور جداسازی نمونه‌هایی با ساختارهای مولکولی متفاوت از نوع روش‌های آماری را می‌توان جهت تعیین اختلاف بین خطوط طیفی مشابه به کار برد. در این کار از روش تابع تشخیص استفاده شد. شدت خطوط موجود در جدول ۲ به عنوان متغیرهای مستقل جهت تعیین تابع تشخیص به کمک نرم افزار SPSS.ver22 مورد استفاده قرار گرفت نتیجه تفکیک در جدول ۲ خلاصه شده است.

جدول ۲: خطوط مربوط به گونه‌های شناسایی شده

نام عنصر	طول موج(nm)	نام عنصر	طول موج(nm)
C I	۲۴۷/۴۵	K II	۴۰۴/۷۲
Mg II	۲۷۹/۵۵	O II	۴۰۷/۵۸
	۲۸۰/۲۰	Ca I	۴۲۲/۴۷
Fe I	۳۵۸/۱۱	H I	۴۳۴/۰۴
	۳۸۳/۴۲		۶۵۶/۲۸
CN	۳۸۶/۱۳	P II	۴۶۰/۲۰
	۳۸۷/۰۸	K I	۴۸۰/۴۲
	۳۸۸/۲۹		۴۸۵/۶۰
Ca II	۳۹۳/۳۶	Mg I	۵۱۷/۲۶
	۳۹۶/۸۴		۵۱۸/۳۶
N II	۵۰۰/۵۱	Na I	۵۸۸/۹۹



شکل ۲: بیناب LIBS باکتری E.coli

## ۲- روش تحلیل تابع تشخیصی


تحلیل تابع تشخیص یک روش آماری است، که برای طبقه بندي مجموعه ای از مشاهدات به گروه‌های منحصر به فرد براساس مجموعه ای از متغیرهای مستقل استفاده می‌شود. که در این پژوهش از آن برای دسته بندي دونمونه باکتری استفاده شده است. این تکنیک مجموعه از توابع خطی ایجاد می‌کند که روابط بین گروه‌ها را با کمترین خطا در طبقه بندي بدست می‌دهد. این روابط را می‌توان با به حداقل رساندن نسبت واریانس بین گروهی به واریانس درون گروهی بدست آورد. تابع تشخیصی به چندین شکل در معادلات نشان داده می‌شود که رایج ترین آن معادله زیرمی‌باشد:

$$DF = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k + b$$

که در آن  $DF$ ، تابع تشخیص و  $b_1, b_2, \dots, b_k$  مقادیر ضریب تشخیص یا ضریب وزنی هر متغیر و  $x_k$  متغیرهای مستقل هستند. تعداد تابع تشخیص همیشه برابر تعداد طبقات متغیر منهاجی یک است. تحلیل تشخیصی شناسایی متغیرهای تفکیک کننده را در دو مرحله انجام می‌دهد. در مرحله اول از آزمون F (وبرحسب لاندای ویلس) برای آزمون معنا داری کل مدل استفاده می‌شود؛ در مرحله بعد اگر مقدار F در مرحله اول معناداری مدل تشخیصی را نشان دهد، در آن صورت هر متغیر مستقل ارزیابی می‌شود تا مشخص شود میانگین کدام یک از آن‌ها تفاوت معناداری باهم دیگر برحسب گروه دارد که در نهایت از آن‌ها برای طبقه بندي متغیر وابسته استفاده می‌شود. این تابع اطلاعات طیفی نمونه‌ها شامل شدت خطوط شناسایی شده در باکتری‌ها را به عنوان متغیر مستقل دریافت و بیشترین اختلافات را پیدا می‌کند.<sup>(۵)</sup>.


## ۳- نتایج و بحث

ابتدا با تابش لیزر در نقاط مختلف نمونه‌ها برای هر قرص ۲۰ طیف LIBS به دست آمد. به عنوان نمونه در شکل‌های ۳ و ۲ به ترتیب طیف‌های LIBS حاصل از نمونه‌های باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت مشاهده می‌شود. خط‌های طیفی مشاهده شده در بیناب‌ها متعلق به ۸ عنصر موجود در طیف باکتری‌ها شامل گونه‌های منیزیم، کلسیم، آهن، پتاسیم،



شکل ۴: نمودار ستونی تابع تشخیص

برای باکتری E.coli




شکل ۶: نمودار دوبعدی تابع تشخیص برای تفکیک ماده استرلیزه

### نتیجه‌گیری

در کار حاضر نشان داده شد که می‌توان به کمک بیناب نگاری LIBS و به کارگیری خطوط گسیلی مشخصه‌ی گروهی همه عناصر سازنده نمونه به کمک کاربرد روش تابع تشخیصی وجود باکتری‌های گرم مثبت و منفی را از یکدیگر تشخیص داد.

### مراجع

- [1] M. Madigan, J. Martinko and J. Parker, *Brock Biology of Microorganisms*, 9th Edition, (Prentice Hall College Div) 1996
- [2] J.F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin, and R.E. Anderson, *Multivariate Data Analysis*, 7th Edition, (Prentice Hall) 2009
- [3] M. Asbell and R. Eagon, "Role of multivalent cations in the organization structure, and assembly of the cell wall of *Pseudomonas aeruginosa*," *Journal of Bacteriology* 92, 380–387 (1966)
- [4] S. Morel, M. Leone, P. Adam, and J. Amouroux, "Detection of bacteria by time-resolved laser-induced breakdown spectroscopy," *Appl. Opt.* 42, 6184-6191 (Oct.2003).
- [5] صفری، رضا و حبیب پورکریم، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، مؤسسه راهبرد پیمایش، ۱۳۸۸.



شکل ۳: بیناب LIBS باکتری

تمام متغیرهای مستقل بدست آمده از طیفها را که شامل شدت عناصر می‌باشد، به طور همزمان در نرم افزار SPSS.ver 22 مورد تحلیل قرار دادیم و نتیجه تفکیک حاصل در جدول ۳ آورده شده است.

Classification Results <sup>a</sup>				
Original	Count	Predicted Group Membership		Total
		E	B	
		20	0	20
		0	20	20
	%	100.0	0	100.0
		.0	100.0	100.0

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified.

### جدول ۳. نتیجه تفکیک دو باکتری با استفاده از SPSS

همانطور که از جدول ۳ مشخص است به کمک تابع تشخیص دونوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی بادقت ۱۰۰٪ از یکدیگر تفکیک شدند. شکل‌های ۴ و ۵ نمودارهای ستونی تابع تشخیص را برای دو باکتری نمایش می‌دهد. این شکل‌ها نیز بیانگر تفکیک کامل این دو باکتری از یکدیگر می‌باشند. برای آزمودن تابع تشخیص شدت خطوط طیف گسیلی یک ماده عاری از باکتری را بعنوان نمونه سوم وارد کردیم. شکل ۶ جداسازی این ماده را به خوبی نمایش می‌دهد. به این ترتیب می‌توان به کمک تحلیل طیف‌های LIBS با روش آماری ساختارهای متفاوت مولکولی با عناصر سازنده مشابه را تشخیص داد.

### Canonical Discriminant Function1 (VAR1=E.coli)

Mean=5.99

Std.Dev =0.998

N=20